

TECHNISCHE DATEN

Primärer Einsatzbereich	FRO Madeira 3	FRO 400	FRO 100	FRO 500
Innenbereich			•	
Innenbereich mit beengten Verhältnissen				•
Wohnbereich	•			
Außen- und Innenbereich		•		
Allgemeine Daten				
Leergewicht ca. (Grundausrüstung)	34 kg	35 kg	34 kg	34 kg
Max. Belastbarkeit	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Stellfläche ca.	113,5 x 67 cm	109,5 x 68,5 cm	93 x 65 cm	91 x 68 cm
Liegefläche	54x177/192 cm	51 x 179/192 cm	51 x 180/193 cm	51 x 180/192 cm
Gesamthöhe	127,5 cm	123 cm	128 cm	126 cm
Gesamtbreite (Außenkante Armlehnen)	67,5 cm	70,5 cm	70,5 cm	70,5 cm
Rücken- und Beinteil unabhängig verstellbar	•	•	•	•
Rücken				
Rückenhöhe	80	80	80	80
Rückenverstellwinkel	ca. 70°	ca. 70°	ca. 70°	ca. 70°
Rückenverstellung über Gasdruck	•	•	•	•
Sitz				
Sitzbreite	54 cm	51 cm	51 cm	54 cm
Sitztiefe	49 cm	53 cm	51 cm	51 cm
Sitzhöhe	54 cm	55 cm	54 cm	51 cm
Armlehnen				
gepolstert	•	•	•	•
wegschwenkbar		•	•	•
Beinteil				
Beinteilverstellung über Gasdruckfeder	•	•	S	S
Beinteilverstellung über Rastomat			•	•
Beinteilverstellwinkel	ca. 90°	ca. 90°	ca. 90°	ca. 90°
Längenverstellung	13 cm	13 cm	13 cm	13 cm
Fußbrett starr	•	S	S	S
Fußbrett wegklappbar		•	•	•

Bereifung	FRO Madeira3	FRO 400	FRO 100	FRO 500
Lenkrollen hinten	•	•	•	•
Richtungsfeststeller vorne				•
wartungsfrei	•	•	•	•
Größe Räder vorne	12,5 cm	16 "	20 cm	12,5 cm
Größe Räder hinten	12,5 cm	12,5 "	12,5 cm	12,5 cm
Bremsen				
Bremse am Schiebegriff		•		
Feststeller an den Hinterrädern	•		•	•
Rahmen				
Stahlrohrrahmen pulverbeschichtet St.37	•	•	•	•
Außenrahmen aus Buche	•			
Gestellfarbe	Rauch Metallic			
Polster				
urinfest	•	•	•	•
spritzwasserfest	•	•	•	•
Erfüllung der Brandschutznormen	•	•	•	•
Farbe Eisbergblau	•	•	•	•
Farbe Toffeebraun	•	•	•	•
Farbe Beerenrot	◦	•	•	•
Farbe Blattgrün	◦	•	•	•
andere Farben	S	S	S	S
Zubehör				
Infusionsständerhalterung	◦	◦	◦	◦
Infusionsständer	◦	◦	◦	◦
aufsteck- und feststellbarer Tisch	◦	◦	◦	◦
Kopf- und Ohrenpolster	◦	◦	◦	◦
Kopfpolster	◦	S	S	S
Lendenkissen	◦	S	S	S
Sitztiefenverkleinerung 5 cm oder 10 cm	◦	◦	◦	◦
Schocklage		S		
Schiebegriffverlängerung		◦	◦	◦
Antikippvorrichtung	◦		◦	
Umbauset klappbares in starres Fußbrett		◦	◦	◦

• im Lieferumfang enthalten ◦ Optional gegen Aufpreis S Sonderbau auf Anfrage möglich