

TR 9685

Digitalwaage für Liftertyp TR9650, TR9652 und TR9653




Technische Angaben	
Zulässiges Gewicht	150 kg
Messgenauigkeit	+/- 0,2 kg
Display	4-Stellig, digital
Tastatur	Folientastatur
Lastzellen	2 x Lastzellen 250kg
Strom	9V Blockzelle (6LF22)
Gehäuse	Edelstahl

DIGITALWAAGE 9685 zum Nachrüsten am TR-Liftersystem, Kalibrierbar nicht Eichfähig.

Die Digitalwaage TR9658, erweitert unsere Lifterssysteme TR9650, TR9652 und TR9653 mit einer Wiegefunktion. Die Waage ist nachrüstbar und auch mit älteren TR-Liftersystemen kompatibel. Mit der Wiegefunktion können Sie das Gewicht Ihrer

Bewohner / Patienten überprüfen, und das beim normalen Arbeiten mit dem Lifter. Sie wollen den Bewohner / Patienten baden?

Mit der Wiegefunktion, ermitteln Sie gleich das aktuelle Gewicht und können dieses dokumentieren.



- 1 - Display
- 2 - Gewichtsanzeige
- 3 - Gewichtseinheit (kg oder lbs)
- 4 - Recall Taste - Zeigt das zuletzt ermittelte Gewicht.
- 5 - On/Zero Taste - Waage auf Null setzen
- 6 - Lb / Kg Taste - Umschalten der Gewichtseinheit