

Stuhlprogramm



STUHLPROGRAMM





Der Wendige



Aufnahmeort der Bilder mit freundlicher Unterstützung des Azurit Seniorenzentrums, Muech.

FRO 500

Den FRO 500 zeichnet seine besondere Wendigkeit aus. Im Innenbereich, vor allem bei beengten Verhältnissen, zeigt er seine Stärken. Highlight sind hier die vier leichtgängigen Lenkrollen, die es ermöglichen, den Stuhl auch seitwärts zu schieben und den Wendekreis besonders klein zu halten.

Trotzdem kommt der Komfort beim FRO 500 nicht zu kurz. Speziell entwickelte Federbespannungselemente garantieren ein ermüdungsfreies Sitzen und Liegen. Dazu lassen sich Rücken- und Beinteil nahezu in eine komplett gerade Liegeposition stellen.

FARBMUSTER


Der FRO 500 ist erhältlich in folgenden Polsterfarben:




Beerenrot



Eisbergblau



Blattgrün



Toffeebraun

Drucktechnische Farbabweichungen zu den Originalpolstern sind möglich.

HIGHLIGHTS




Speziell für beengte Innenbereiche
geeignet, bis 150 kg belastbar

4 Lenkrollen (vorne mit
Richtungsfeststeller) für
den problemlosen Transport
auch in beengten Räumen



Feststellbarer Tisch
(optional) zur Ablage von
Zeitschriften oder Abstel-
len von Getränken



Zum Ruhen sind
Rücken- und Beinteil
bis fast in eine Liege-
position zu bringen



Ermüdungsfreies Sitzen
durch Federbespannungs-
elemente

ERHÄLTliches ZUBEHÖR*

- Kopf- und Ohrenpolster
- Aufsteck- und feststellbarer Tisch
- Vorrichtung für Infusionsständer
- Infusionsständer
- Schiebegriffverlängerung
- Antikippvorrichtung
- Als Sonderbau auch als Standmodell ohne Räder möglich

*Zubehör gegen Aufpreis erhältlich.