

FANTASY

HUB- UND DREHWANNE



DIE HUBWANNE MIT DEM DREH

HUB- UND DREHWANNE MK FANTASY



INNOVATIVE HUB- UND DREHWANNE

- * raumsparende Positionseinstellung
- * ergonomische Arbeitsposition
- * frei wählbare Blickrichtung
- * großzügige Nutzungsoptionen
- * bequem für den Nutzer und das Personal

Standardausstattung:

- * drehbarer- und höhenverstellbarer Wannenkörper
- * Arbeitshöhe einstellbar
- * Wannenkörper aus GFK mit Wannenschräge links u. rechts
- * Thermostat mit Verbrühschutz
- * Temperaturanzeige
- * Patientendusche

Wellness Optionen:

- * LED-Lichtspiel, das Wasser wird in wechselnden Farben eingefärbt
- * SOUND: 8 Boxen und ein MP3-Player für Unterwassermusik mit Klangwellenübertragung.



Wellnes Optionen auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN	
Gesamtlänge	2200 mm
Gesamtbreite (gedreht)	900 / 1900 mm
Pulthöhe	1800 mm
Pultbreite	510 mm
Wannenkörper drehbar	45°, 90°, 110°
Arbeitshöhe	650-1000 mm
Nutzinhalt	180 liter
Strom	230 V/50Hz/10 A
	CE

BEST.-NR.:	PRODUKT
TRH1401000	Hub- und Drehwanne MK FANTASY
	Standard

TRanspoRehaMed GmbH

Technik zur Unterstützung der Rehabilitation und Pflege von Menschen

Technische-, konstruktive- und Designänderungen vorbehalten.

Grünbaumstr. 89
42659 Solingen

Tel. 0212-645850- 0
Fax 0212-645850-50

info@transporehamed.de
www.transporehamed.de