

# UMSETZHILFE

---




## Technische Daten:

- \* Wand-Wand-Montage
- \* mit einem Edelstahl-Laufrohr
- \* mit einem Edelstahl- oder Strickleiterelement mit Fingergriff, 3-sprossig
- \* mit Schiebehülse 400 mm
- \* mit einem Edelstahl-Laufrohr 2.000 mm
- \* als Umsetzhilfe oder Transferhilfe nutzbar
- \* der Laufwagen ist mit einer Bremse ausgerüstet, die sich automatisch anzieht, wenn das Literelement belastet wird
- \* Ausführung: Glatt, poliert, offenen Montage
- \* Material: Edelstahl 1.4301 / AISI 304 / V2A
- \* Maximale Belastung 100 kg
- \* wahlweise auch in anderen Längen lieferbar 1500, 1750, 2250, 2500, 2750 oder auch auf Wunschmaß möglich

<b>Art.-Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>
USWE2000	Umsetzhilfe mit Edelstahl-Leiterelement
USWS2000	Umsetzhilfe mit Strickleiterelement

# UMSETZHILFE

---



## Technische Daten:

- \* Wand-Decken-Montage
- \* mit einem Edelstahl-Laufrohr
- \* mit einem Edelstahl- oder Strickleiterelement mit Fingergriff, 3-sprossig
- \* mit Schiebehülse 400 mm
- \* mit einem Edelstahl-Laufrohr 2.000 x 200 mm (Achismaß)
- \* als Umsetzhilfe oder Transferhilfe nutzbar
- \* der Laufwagen ist mit einer Bremse ausgerüstet, die sich automatisch anzieht, wenn das Literelement belastet wird
- \* Ausführung: glatt, poliert, offenen Montage
- \* Material: Edelstahl 1.4301 / AISI 304 / V2A
- \* Maximale Belastung 100 kg
- \* wahlweise auch in anderen Längen lieferbar 1500, 1750, 2250, 2500, 2750 oder auch auf Wunschmaß möglich

<b>Art.-Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>
USWDE2000	Umsetzhilfe mit Edelstahl-Leiterelement
USWDS2000	Umsetzhilfe mit Strickleiterelement

# UMSETZHILFE

---



## Technische Daten:

- \* Decken-Decken-Montage
- \* mit einem Edelstahl-Laufrohr
- \* mit einem Edelstahl- oder Strickleiterelement mit Fingergriff, 3-sprossig
- \* mit Schiebehülse 400 mm
- \* mit einem Edelstahl-Laufrohr 200 x 2.000 x 200 mm (Achismaß)
- \* als Umsetzhilfe oder Transferhilfe nutzbar
- \* der Laufwagen ist mit einer Bremse ausgerüstet, die sich automatisch anzieht, wenn das Leiterelement belastet wird
- \* Ausführung: glatt, poliert, offenen Montage
- \* Material: Edelstahl 1.4301 / AISI 304 / V2A
- \* Maximale Belastung 100 kg
- \* wahlweise auch in anderen Längen lieferbar 1500, 1750, 2250, 2500, 2750 oder auch auf Wunschmaß möglich

<b>Art.-Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>
USDDE2000	Umsetzhilfe mit Edelstahl-Leiterelement
USDDS2000	Umsetzhilfe mit Strickleiterelement

# STRICKLEITERN

---



## Technische Daten:

- \* Zum Einhängen an Haken oder Rohren
- \* Enden mit Niro-Kauschen verspleißt
- \* Maximale Belastung 100 kg

<b>Art.-Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>
STR3	Strickleiter, 3-sprossig , Länge 1000 mm
STR4	Strickleiter, 4-sprossig , Länge 1250 mm
STR5	Strickleiter, 5-sprossig , Länge 1500 mm