

GURTLIFT 3510

DER PASSIVE PATIENTENLIFT



Das günstige Hebe- und Transfersystem...

NEU!
Option: Geeichte Waage

Ein Gurtlift für den täglichen Patiententransfer in Pflegeheimen und Krankenhäusern. Der Gurtlift eignet sich besonders gut für das schwere Heben vom Bett, vom Rollstuhl, in und aus einer Pflegewanne, sowie auf eine Toilette. Die Hebevorgänge können leicht und sicher mit dem Gurtlifter 3510 von nur einer Pflegekraft durchgeführt werden. Das mechanisch verstellbare Fahrgestell hilft dabei, die verschiedensten Hindernisse unter dem Bett, Rollstuhl und Wanne zu umfahren, daher benötigt er nur wenig Platz zum manövrieren. Der Lifter lässt sich mit ein paar Handgriffen zusammenklappen und Platz sparend verstauen.

TranspoRehaMed GmbH

Technik zur Unterstützung der Rehabilitation und Pflege von Menschen

info@transporehamed.de
www.transporehamed.de

- Hubwannen
- Pflegewannen
- Sitzlifter
- Liegelifter
- Mehrzwecklifter
- Aufrichtlifter
- Deckenlifter
- Gurtlifter
- Duschwagen
- Haltegriffe
- Steckbecken-
Reinigungs- und
Desinfektionsgeräte
- Pflegemöbel
- u.v.m.

GÜNSTIG, LEICHT BEDIENBAR UND ROBUST....


ELEKTRO-GURLIFTER 3510

Standard Ausstattung:

- Robuster Tragrahmen mit Fahrgestell in Farbe lichtgrau
- Handfernbedienung
- Mit Pedal mechanisch verstellbares Fahrgestell
- Elektrische Höhenverstellung **inkl. NOTSTOP** und **NOTABSENKUNG!**
- Wechselakku zum entnehmen
- Ladegerät in der Steuerung integriert
- Gurtbügel mit 4 Punktaufnahme für verschiedene Idealgurte/Sitzgurte
- Ohne Werkzeug Zusammenklappbar
- CE-Zeichen



Technische Daten:			
Maximal Belastung:	150 KG	Notstopp	Ja
Maximale Hubhöhe	1760 mm	Notabsenkung	Ja
Minimale Hubhöhe	540 mm		
Fahrgestelllänge	1100 mm	Ladegerät	Ja
		24 V / 150 mA	
Kleinste Fahrgestellbreite (Außen)	650 mm	Ladeanzeige über LED	Ja
Verstellbare Fahrgestellbreite (Außen)	650 bis 1080 mm	Farbe	lichtgrau
Strom	24 Volt		
Gewicht ohne Zubehör	44,5 kg		



ARTIKEL-NR	ARTIKEL-BESCHREIBUNG
TRH003510	ELEKTRO-GURLIFT Ausf. wie beschrieben!
TRH003510-W	DIGITALE WAGGE GEEICHT! Elektronische Lifterwaage geeicht Klasse III, MPG Klasse 1 / Richtlinie 93/42 EWG, Zifferschritt 100 g
TRH-AL11-TRSX0-M	IDEALGURT MIT HOHEN RÜCKEN , gepolstert Medium
TRH-AL01-BAS00-M	IDEALGURT MIT HOHEN RÜCKEN, GEWEBE / NETZMATERIAL für den Nassbereich, Medium EINE WEITERE GROSSE AUSWAHL AN GURTEN UND VERSCHIEDENEN GRÖSSEN AUF ANFRAGE!

NEU ! GEGEN AUFPREIS: GEEICHTE WAAGE

TRanspoRehaMed GmbH
 Technik zur Unterstützung der Rehabilitation und Pflege von Menschen
 Grünbaumstr. 89
 42659 Solingen
 Telefon 0212-645850-0
 Telefax 0212-645850-50
 info@transporehamed.de
 www.transporehamed.de