

GURTLIFT MARY

DER VIELSEITIGE PASSIV-PATIENTENLIFT



Professionell, leichtes Handling und Variabel...

Der Gurtlift für den professionellen Patiententransfer in Pflegeheimen und Krankenhäusern. Dieser Lifter eignet sich besonders für das schwere Heben vom Bett, vom Boden, vom Rollstuhl in und aus einer Pflegewanne, sowie auf eine Toilette. Die Hebevorgänge können leicht und sicher mit dem Gurtlifter Mary von nur einer Pflegekraft durchgeführt werden. Das in der Breite elektrisch verstellbare Fahrgestell hilft dabei, die verschiedensten Hindernisse unter einem Bett, an einem Rollstuhl und einer Wanne zu umfahren. Deshalb benötigt der Lifter auch nur wenig Platz zum manövrieren.

SIE HABEN DIE WAHL...

DEN GURLIFTER GIBT ES ALS...



MARY 2 mit einer
2 Punkt Gurtaufnahme,
oder

OPTIONAL als **MARY 4M**
mit einer mechanischen
4 Punkt oder

STANDARD AUSSTATTUNG:

- * Robuster Tragrahmen bestehend aus einem Fahrgestell, Hubmast und sicherer Technik.
- * Rahmengestell mit einer strapazierfähigen Pulverbeschichtung.
- * 4 Leichtlaufrollen, davon 2 mit Feststellbremse
- * Elektrisch verstellbares Fahrgestell
- * Elektrische Höhenverstellung
- * inkl. Notstopp
- * inkl. einer Notabsenkung
- * Wechselakku zum Entnehmen
- * eingebauter Ladestation
- * 2 Punkt Gurtaufhängung



Innovative Leichtlaufrollen gewährleisten auch unter der Belastungsfahrt ein sicheres und leichtes Handling.



Fragen Sie nach unserer Gurt-empfehlung



OPTIONAL als **MARY 4E** mit einer elektrisch verstellbaren
4 Punkt Gurtaufhängung.

Technische Daten:

Max. Nutzlast:	200 Kg	Lifter Eigengewicht:	45 Kg
Hubbereich:	635 - 2125 mm	Ladegerät:	24V/150mA
Fahrgestellhöhe:	120 mm	IP-KLASSE	IP X4
Fahrgestelllänge	1357 mm		
Leichtlaufrollen:	100 mm	inkl. Notstopp	
		inkl. Notabsenkung	CE

Art.-Nr.:

- 9000-2 ELEKTRO-GURLIFT **MARY 2** mit 2-Punktaufhängung
- 9000-4M ELEKTRO-GURLIFT **MARY 4M** mit 4-Punktaufhängung
mechanisch neigbar.
- 9000-4XE ELEKTRO-GURLIFT **MARY 4E** mit 4-Punktaufhängung
elektrisch neigbar.

Technische- und Design Änderungen sind vorbehalten

Fachhändler:

TRanspoRehaMed GmbH

Technik zur Unterstützung der Rehabilitation und Pflege von Menschen

Grünbaumstr. 89
42659 Solingen

Telefon 0212-645850-0
Telefax 0212-645850-50
info@transporehamed.de
www.transporehamed.de