



PowerMOVE Mini touch&move 3.1

	Teil	Technische Daten	
A	Höchste Position Hebearm	207	cm
B	Niedrigste Position des Hebearms	78	cm
C	Höhe der Fahrgestellbeine	11,5	cm
D	Platz unter den Fahrgestellbeinen	6	cm
E	Reichweite des Hebearms in der höchsten Position	47	cm
F	Reichweite des Hebearms in der niedrigsten Position	51,5	cm
G	Volle Länge	118,5	cm
H	Höhe Schiebegriff	120	cm
I	Minimale Gesamthöhe	188	cm
J	Maximale Gesamthöhe	212	cm
K	Maximale Breite	95	cm
L	Innere Breite bei maximaler Spreizung	80	cm
M	Minimale Breite	70	cm
N	Innere Breite bei minimaler Spreizung	60	cm
-	Maximaler Wenderadius	143	cm
-	Maximales Gewicht	150	kg
-	Dauer der kompletten Hubbewegung	45	sek.
-	Gesamtgewicht	104	kg