



## PowerMOVE touch&move 3.1

### Gurtbügel

- 4-Punkt-Aufnahme (CLIPS)
- 2-Punkt-Aufnahme (SCHLAUFEN)

### Optional

- Wiegeeinheit

A B C **D** E

MAXIMALES HEBEGEWICHT 200 kg

Sicher und komfortabel für Patient und Pflegekraft

## Leistungsstarker Säulenlift mit großer Reichweite und touch&move Fahrerunterstützung

Der **PowerMOVE** ist ein passiver Lift, der Patienten sicher und komfortabel bewegt. Der Mast ermöglicht eine translatorische Bewegung des Hebearms. Unabhängig von der Höhe wird der Patient immer in gleichem Abstand zum Mast gehoben und kann daher sehr präzise positioniert werden.

Die **touch&move** Fahrerunterstützung erleichtert die Arbeit mit dem Lift und reduziert die körperliche Belastung der Pflegekraft. Ein sanfter Druck gegen den Schiebegriff aktiviert das zusätzliche Rad unter dem Lift. Dies erleichtert das Bewegen des Lifts und das Manövrieren in kleinen Räumen. **touch&move** ist eine intelligente Lösung zur Verringerung körperlicher Anstrengung und zur Minimierung des Risikos körperlicher Beschwerden.

Die Breite der elektrisch verstellbaren Beine lässt sich geräuschlos anpassen. Der **PowerMOVE** verfügt über eine 4-Punkt-Elektro-Gurtaufnahme mit flexiblen Abstandsplatten. Geeignet für eine Vielzahl von Gurten mit Clips. Der **PowerMOVE** kann auch mit einer 2-Punkt-Gurtaufnahme für Gurte mit Schlaufen ausgestattet werden und ist optional mit einer integrierten Wiegeeinheit erhältlich, um Patienten regelmäßig einfach zu wiegen.



Intuitive touch&move Fahrerunterstützung

## Spezifikationen

Höchste Position des Hebearms	207 cm	Maximale Gesamthöhe	212 cm
Niedrigste Position des Hebearms	79 cm	Maximale Breite	120 cm
Höhe der Beine	11,5 cm	Innere Breite bei maximaler Ausdehnung	105 cm
Freiraum unter den Beinen	6 cm	Minimale Breite	70 cm
Reichweite Hebearm höchste Position	57 cm	Innere Breite bei minimaler Ausdehnung	60 cm
Reichweite Hebearm niedrigste Position	61,5 cm	Maximaler Wendekreis	155 cm
Gesamtlänge	140,5 cm	Gesamtgewicht	106 kg
Höhe des Schiebebügels	120 cm	Dauer des vollständigen Hebevorgangs	45 Sek.
Minimale Gesamthöhe	188 cm	Maximales Hebegewicht	200 kg

\* Der PowerMOVE-Lifter ist auch mit einem 2-Punkt-Spreader erhältlich.