

# SYREN

# AQUA

PLUS WARMY



<b>Gerät</b>	Aqua Plus Warmy
<b>Dimension</b>	43 cm x 36 cm x 24 cm
<b>Gewicht</b>	10 Kg (24 Kg mit Rollwagen)
<b>Elektrische Versorgung</b>	Externer Stromadapter AC/DC 100-240 VAC 50/60Hz, 24 VDC 160W
<b>Stromversorgungsschutz</b>	Schutz Überlastung / Zugschutz
<b>Doppelte Isolierung</b>	<input type="checkbox"/>
<b>IP-Klasse</b>	22
<b>Arbeitstemperaturbereich</b>	von 16 bis 40 °C
	Gerät vom Typ BF <input type="checkbox"/>
<b>Konformitäten</b>	IEC, EN 60601-1 / EN 60601-1-2