



Besuchen Sie unseren Online-Auswahlfilter.

MATERIALIEN

- schwarzes Bambus
- Polyester
- Abstandsgewirk
- recyceltes Polyester
- Bambus Jeans
- Superfine Netz
- Einweg
- recyceltes Polyester Netz blau
- Bambus dunkelblau (3XL)
- Coolplus
- Temperfoam mit Fleece
- recyceltes Polyester Netz schwarz

Hebegurte

passive & aktive Hebegurte

	Mobilitätsklasse	EIGENSCHAFTEN		BENUTZERPROFIL				ANWENDUNGEN				ÜBERGEWICHTIGEN AUSFÜHRUNGEN				zirkuläre Ausführung			
		Größen	maximales Hebeweight	gute Rumpfbalance	gute Schulterfunktion	geeignet bei Beinamputationen	Stehfunktion	Material	Bad/Dusche	Toilettengang	liegend anlegen/entfernen	sitzend nlegen/entfernen (im Stuhl)	Ausführung für Übergewichtige	Größe	maximales Hebeweight		Material		
Standard-Hebegurt	A B C D E	XXS - XXL	200																
Standard-Hebegurt ohne Verstärkungen	A B C D E	S - XXL	200																
VIP Aufenthaltsgurt	A B C D E	XXS - XXL	200			✓													
VIP Aufenthaltsgurt mit Fixierung	A B C D E	S - XXL	200			✓													
Komfort-Aufenthaltsgurt	A B C D E	S - XXL	200			✓													
Komfort-Hebegurt	A B C D E	S - XXL	200			✓													
Superfine Aufenthaltsgurt	A B C D E	XXS - XXL	200			✓													
Aufenthaltsgurt ohne Verstärkungen	A B C D E	XS - XXL	200			✓													
Longseat Aufenthaltsgurt	A B C D E	S - XL	200			✓													
Delfin Aufenthaltsgurt	A B C D E	XS - XXL	200			✓													
Nahtloser Aufenthaltsgurt	A B C D E	XS - XXL	200			✓													
Toilettengurt	A B C D E	XS - XXL	200	✓	✓														
Flex-Toilettengurt	A B C D E	S - XXL	200	✓	✓														
Einweg-Hebegurt liegendes Heben	A B C D E	universell (M - 3XL)	350			✓													
Einweg-Hebegurt sitzendes Heben	A B C D E	universell (M - 3XL)	200																
Gehweste	A B C D E	XXS - XXL	200																
Rückenstützgurt	A B C D E	universell	200	✓	✓		✓												
Korsettgurt	A B C D E	S - XXL	200	✓	✓		✓												

