

Dusch- und Toilettenstühle

Alles auf einen Blick



TRanspoRehaMed GmbH



Berlin



Dusch- und Toilettenstuhl fahrbar

Ausstattung:

- Sitz gepolstert mit Hygieneausschnitt und passender Abdeckung
- ergonomisch geformte Rückenlehne
- abschwenkbare Armlehnen
- 5 Zoll Schwenkräder, hinten mit Feststeller und Richtungsfeststeller
- höhenverstellbare, abschwenk-/klappbare und abnehmbare Fußstützen
- Kunststoff für Feuchträume
- Max. Körpergewicht 130 kg
- Produkt trägt CE-Kennzeichen

ART.: TRH034454 - grau / blau

ART.: TRH034430 - grau / rot





New York



Dusch- und Toilettenstuhl fahrbar

Ausstattung:

- Sitz gepolstert mit Hygieneausschnitt und passender Abdeckung
- ergonomisch geformte Rückenlehne
- abschwenkbare Armlehnen
- 5 Zoll Schwenkräder, hinten mit Feststeller und Richtungsfeststeller
- höhenverstellbare, abschwenk-/klappbare und abnehmbare Fußstützen
- Kunststoff für Feuchträume
- Max. Körpergewicht 150 kg
- Produkt trägt CE-Kennzeichen

ART.: TRH036954 - grau / blau

ART.: TRH036930 - grau / rot





Denver



Dusch- und Toilettenstuhl fahrbar

Ausstattung:

- Sitz gepolstert mit Hygieneausschnitt und passender Abdeckung
- ergonomisch geformte Rückenlehne
- abschwenkbare Armlehnen
- 5 Zoll Schwenkräder, hinten mit Feststeller und Richtungsfeststeller
- höhenverstellbare, abschwenk-/klappbare und abnehmbare Fußstützen
- Kunststoff für Feuchträume
- Max. Körpergewicht 175 kg
- Produkt trägt CE-Kennzeichen

ART.: TRH036054 - grau / blau

ART.: TRH036030 - grau / rot





Dallas



Dusch- und Toilettenstuhl fahrbar

Ausstattung:

- Sitz gepolstert mit Hygieneausschnitt und passender Abdeckung
- ergonomisch geformte Rückenlehne
- abschwenkbare Armlehnen
- 5 Zoll Schwenkräder, hinten mit Feststeller und Richtungsfeststeller
- höhenverstellbare, abschwenk-/klappbare und abnehmbare Fußstützen
- Kunststoff für Feuchträume
- Max. Körpergewicht 200 kg
- Produkt trägt CE-Kennzeichen

ART.: TRH035954 - grau / blau

ART.: TRH035930 - grau / rot







Erfurt

Duschstuhl fahrbar

Ausstattung:

- Sitz mit Hygieneausschnitt
- ergonomisch geformte Rückenlehne
- abschwenkbare Armlehnen
- 5 Zoll Schwenkräder, hinten mit Feststeller und Richtungsfeststeller
- höhenverstellbare, abschwenk-/klappbare und abnehmbare Fußstützen
- Kunststoff für Feuchträume
- Max. Körpergewicht 130 kg
- Produkt trägt CE-Kennzeichen

ART.: TRH033454 - grau / blau







Zwickau

Duschstuhl

Ausstattung:

- Sitz mit Hygieneausschnitt
- ergonomisch geformte Rückenlehne
- abschwenkbare Armlehnen
- Gummierte Standfüsse für sicheren Stand
- Kunststoff für Feuchträume
- Max. Körpergewicht 130 kg
- Produkt trägt CE-Kennzeichen

ART.: TRH033254 - grau / blau






Vario

Duschhocker

Ausstattung:

- Sitz mit Hygieneausschnitt
- Gummierte Standfüsse für sicheren Stand, höhenverstellbar
- Kunststoff / Aluminium für Feuchträume
- Max. Körpergewicht 130 kg
- Produkt trägt CE-Kennzeichen

ART.: TRH03630010 - weiss / silber






Vario

Duschhocker

Ausstattung:

- Sitz mit Hygieneausschnitt
- Armstützen aus Kunststoff, demontierbar
- Gummierte Standfüsse für sicheren Stand, höhenverstellbar
- Kunststoff / Aluminium für Feuchträume
- Max. Körpergewicht 130 kg
- Produkt trägt CE-Kennzeichen

ART.: TRH03630020 - weiss / silber






Vario

Duschhocker

Ausstattung:

- Sitz mit Hygieneausschnitt
- Armstützen aus Kunststoff, demontierbar
- Rückenlehne aus Kunststoff, demontierbar
- Gummierte Standfüsse für sicheren Stand, höhenverstellbar
- Kunststoff / Aluminium für Feuchträume
- Max. Körpergewicht 130 kg
- Produkt trägt CE-Kennzeichen

ART.: TRH03630030 - weiss / silber





Stello

Duschhocker

Ausstattung:

- aus Aluminium und Kunststoff
- schmutzunempfindlich
- einfache Reinigung mit handelsüblichen Reinigungsmitteln
- geringes Gewicht
- hautfreundlich
- platzsparend stapelbar
- 8-fach höhenverstellbar zum anpassen an den Bewohner / Patienten
- Max. Körperlast 100 kg
- Produkt trägt CE-Kennzeichen

ART.: TRH036800 - weiss / silber

