


Einbauzeichnung - Sitz- / Liegewanne Swingline - Typ TR 500

TRanspoRehaMed GmbH, Grünbaumstraße 89, 42659 Solingen

Tel.: 0212-6458500 - Fax: 0212-645850-50 - Mail: info@transporehamed.de



- | | |
|---------------------|---|
| [1] - Strom: | Stromanschluss 230V/50 Hz, 10 A, Festanschlussdose IP 45 mit eigenem FI-Schalter 30 mA. Gerät der Schutzklasse 1, hierdurch ist ein Schutzleiter erforderlich. Gerät muß mit einem 1-poligen Netzschalter (Phase) angeschlossen werden. |
| [2] - Kaltwasser: | 1/2" Kugelventil mit 1/2" Aussengewinde |
| [3] - Warmwasser: | 1/2" Kugelventil mit 1/2" Aussengewinde |
| [4] - Abwasser: | HT-Rohr DN 40, Muffe Wandseitig |