



Technische Daten:

Gesamtlänge:	2040 mm
Gesamtbreite:	800 mm
Einstiegshöhe:	570 mm
Strom:	230 V, 50Hz
Wasser:	2 x 1/2"
Abwasser:	DN 40
Max. Nutzlast:	200 kg

Unterfahrbare Sitz- / Liegewanne für die Pflege von Menschen - Mit seitlicher Einstiegstür

Die Sitz- / Liegewanne **SWINGLINE** ist die perfekte Kombination aus Sitz- und Liegewanne. Bewohner können dank der seitlich angebrachten Tür selbstständig einsteigen und es sich in der bereits vorgefüllten Wanne bequem machen.

Auch pflegebedürftige Personen können mithilfe eines Gurtlifters dank der Unterfahrbareit sicher und komfortabel in die Wanne gesetzt werden. Die Wanne ist durch ihre kompakte Bauweise schnell aufgestellt und leicht zu installieren.



Einstiegstür mit Sicherheits-Verschlusshebel

Thermostatmischer 1/2" mit Verbrühschutz



SITZ- / LIEGEWANNE SWINGLINE

Ausstattung:

- Ergonomisch geformter Wannenkorpus
- Wannenkorpus und Verkleidung aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Seitliche Einstiegstür mit Sicherheitsverriegelung
- Ab- und Überlaufgarnitur
- Bodenfreiheit für fahrbare Liftersysteme
- Thermostatischer mit Verbrühschutz sowie langem Brauseschlauch mit Handbrause
- Elektrische Neigungsverstellung

OPTIONEN:

HV - Elektrische Höhenverstellung (150 mm)

LU - Luftperlbath-System

A - Automatische Wannenbefüllung

L - LED Lichtsystem

M - Soundsystem über Bluetooth oder Line-In

D - Integriertes Reinigungssystem.



Wir empfehlen zu dieser Wanne unseren TR-Gurtlifter, um den Transfervorgang noch sicherer und bequemer zu gestalten.

Technische Änderungen vorbehalten!

