



Technische Daten:

Gesamtlänge:	2080 mm
Gesamtbreite:	780 mm
Gesamthöhe:	(Standard) 750 mm
Arbeitshöhe:	(Standard) 650 mm
Wasser:	2 x 1/2"
Abwasser:	DN 50
Gewicht:	ca. 150 kg

Unterfahrbares Wannensystem für die Pflege von Menschen

Die Pflege- und Stationswanne **ECOLINE II** ist eine einfache und kostengünstige, unterfahrbare Pflegewanne. Trotz ihrer preiswerten Ausführung bietet sie dank des großzügigen Wannenkörpers


ausreichend Platz für alle gängigen Liftersysteme.

Die Wanne ist durch ihre kompakte Bauart schnell aufgestellt und leicht zu installieren.



Thermostatmischer 1/2" mit Verbrühschutz

Vier Standfüße aus Aluminium, verstellbar



TR 650 - ECO**LINE** II

PFLEGE- UND STATIONSWANNE



STATIONSWANNE ECO**LINE** II

Ausstattung:

- Ergonomisch geformter Wannenkorpus
- Wannenkorpus und Verkleidung aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Thermostatmischer 1/2" inkl. Handbrause und langem Brauseschlauch.
- Ab- und Überlaufgarnitur
- Bodenfreiheit für fahrbare Liftersysteme
- Vier einstellbare Standfüsse zum Ausgleich bei Bodenunebenheiten
- Standard-Arbeitshöhe 650 mm (andere Höhen auf Wunsch lieferbar)
- Standardfarbe Weiß
- Einstell- und herausnehmbar Wannenverkürzer


OPTIONEN:

A - Automatische Wannenbefüllung.


L - LED Lichtsystem.



Wir empfehlen zu dieser Wanne unsere **TR-Sitz- oder Liegelifter**, um den Transfervorgang sicher und komfortabel zu gestalten.



Technische Änderungen vorbehalten!



TRanspoRehaMed GmbH

Grünbaumstr. 89
42659 Solingen
info@transporehamed.de

Tel.: +49 (0)212-645850-0
Fax: +49 (0)212-645850-50
www.transporehamed.de