

FJORDBLINK

Welcoming Water

MULTIFUNKTIONSBETT

Das flexible Bett mit elektrischer Höhenverstellung



MULTIFUNKTIONSBETT


Für den Kreißsaal - Entbindungsraum - Familienzimmer - Ruheraum.

Mit elektrischer Höhenverstellung und feststellbaren Rädern



Das Bett kann angehoben/abgesenkt werden für eine optimale Arbeitshöhe fürs Pflegepersonal

- Mit Rollen für mehr Flexibilität
- Mit PU-Bezug für eine einfache Reinigung
- 3/4 Bettgröße (140 cm breit) - Platz für 2 Personen
- Möglichkeit eines eingebauten USB-Anschlusses für einfache Bedienung
- Mit Rücken- und Kopfstützkissen für eine bequeme Ruheposition
- Hohe / dicke Matratze für angenehmen Komfort



PRODUKT

Standardbett - 140 cm breit und 200 cm lang und 57 cm hoch (ohne Rollen)

- Dicke Obermatratze mit PU-Bezug
- 4 Stück blockförmige Stützkissen mit PU-Bezug
- 2 Stück Geformte Rückenkissen mit PU-Bezug
- Montierte Rollen
- Elektrische Höhenverstellung



Farbauswahl = 29 Möglichkeiten



4 Stück Räder aus Gummi



Kissen können zusätzlich auch einzeln erworben werden

Zusätzliche
Blockförmige Stützkissen



Zusätzliche
Geformte Rückenkissen



Zusätzlich
Eingebauten USB-Anschluss




DIMENSIONEN

Standard Bett ohne Rollen	B 140 cm X L 200 cm X H 57 cm
Blockförmige Stützkissen	L 70 cm X B 30 cm X H 20 cm
Geformte Rückenkissen	L 50 cm X B 30 cm X H 30 cm
Rollen höhe	7 cm
Hebe-/Senkfunktion	Bett Höhe in niedrigste Position: 57 cm Bett Höhe in höchste Position: 79 cm
Dicke der oberen Matratze	18 cm
Kilo Personengewicht total	250 kg.
Leergewicht Multifunktionsbett	120 kg.


REINIGUNG

Das Produkt wird mit lauwarmem, pH-neutralem Seifenwasser und einem weichen Tuch oder einer weichen Bürste gereinigt. Mit einem feuchten Tuch abwischen. Keine Lösungsmittel oder chemischen Reinigungsmittel verwenden. Kann mit Reinigungsmitteln auf 70%iger Alkoholbasis gereinigt werden. Immer mit einem feuchten Tuch abwischen. Flecken von Tinte, Wein, Kaffee, Öl, Fett und Farbübertragungen von anderen Textilien müssen sofort entfernt werden.


Wahlfreiheit zwischen den folgenden 4 Farben:




57069 Light Grey



72133 Peleaque



00110 Black



77773 Dark Green

Insgesamt 37 weiteren Farben können Sie gegen Aufpreis gewählt werden:



Die bequeme Matratze ist fest mit dem Sofagestell verbunden. Diese Maßnahme dient dazu, das Anheben der Matratze während der Reinigung zu vermeiden. Mit dieser Lösung kann das Multifunktionsbett nur in der gleichen Farbe und nicht in 2 Farben erhältlich sein. Alle Kissen können unterschiedliche Farben haben. Sie können das Sofa auch als 2-teilig kaufen und dann ist das Multifunktionsbett in 2 Farben erhältlich.



FJORDBLINK
Welcoming Water